

Systemes de fixation pour drains et sondes

Les systemes de fixation de Hollister sont faciles à utiliser et offrent une alternative, aux bandes adhesives pour fixer et securiser les drains et les sondes. Chaque systeme est compose d'un protecteur cutané FlexWear qui respecte et protege la peau et d'un mecanisme de serrage regulable afin de bien positionner et fixer le drain ou la sonde et d'avoir un bon acces au point de ponction pour les soins.



| Référence | Description | Quantité/boîte |
|-----------|--|----------------|
| 9781 | <p>Systeme de fixation, pour drains et sondes Horizontal (HTAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurise les drains et les sondes (CH 5 – CH 40) parallèlement à la peau du patient • Se place au point de sortie ou à distance • Stérile, sans latex | 5 |



| Référence | Description | Quantité/boîte |
|-----------|---|----------------|
| 9786 | <p>Systeme pour sonde naso-gastrique de nutrition entérale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurise les sondes naso-gastrique ou naso-intestinales (CH5 – CH18) • Protecteur cutané en forme de papillon pour s'adapter à l'anatomie du nez du patient • Pince pivotante unique qui évite la pression sur le nez • sans latex | 20 |



Anchor Fast

Système de fixation

pour sonde endotrachéale orale

Le système de fixation pour sonde endotrachéale orale de Hollister est facile à utiliser et offre une réelle alternative aux bandes adhésives ou aux bandes de tissus pour fixer et sécuriser la sonde endotrachéale orale.

Le système est composé :

- d'un protecteur cutané FlexWear qui respecte et protège la peau et qui permet le maintien du système en place.
- d'un système de serrage réglable et de picots qui permettent de fixer la sonde de façon sécurisée.
- d'une attache de cou qui renforce la sécurité
- d'un rail permettant de mobiliser la sonde de droite à gauche afin de varier les points de contacts et d'accéder facilement à la cavité buccale lors des soins



| Référence | Description | Quantité |
|-------------|--|--|
| 9799 | Système de fixation, pour sonde endotrachéale orale <ul style="list-style-type: none"> • Sécurise la sonde endotrachéale sur les joues • Fixe la sonde de façon sécurisée (picots, adhésif, système de blocage) • Possède une navette de déplacement droite – gauche qui facilite les soins • Non stérile, sans latex | Sous emballage individuel 12 par carton |



| Référence | Description | Quantité |
|-------------|--|-----------------------|
| 9788 | Attache de remplacement pour le cou <ul style="list-style-type: none"> • Sécurise le système • Doux pour la peau • Non stérile, sans latex | 4 Par boîte |



Hollister Incorporated
Libertyville, IL USA

Distribué par Hollister Belgium
52, Chaussée des Collines
1300 Wavre
010 23 04 77
www.hollister.be

Pour plus d'informations
sur le produit: 010 23 04 77

Pour commander
Fax : 010 23 04 88
belgium.orders@hollister.com

Hollister et son logo, ainsi que FlexWear sont des marques déposés par Hollister Incorporated.
©2011 Hollister Incorporated.
921800-911