

# Fixatiesystemen

## voor drains en sondes

De fixatiesystemen van Hollister zijn makkelijk te gebruiken en bieden een alternatief voor het bevestigen van drains en sondes met behulp van tape.

Elk systeem is samengesteld uit een huidvriendelijke FlexWear beschermplaat en een regelbaar sluitingsmechanisme dat een goede bevestiging toelaat om aldus makkelijk toegang te verlenen tot het punctiepunt en de nodige verzorging toe te dienen.



| Referentie  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                               | Hoeveelheid per doos |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9781</b> | <b>Fixatiesysteem voor drains en sondes Horizontaal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixatie voor drains en sondes (CH 5 – CH40) parallel met het lichaam</li><li>• Te bevestigen rond de sonde / drain</li><li>• Steriel, latex-vrij</li></ul> | <b>5</b>             |



| Referentie  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoeveelheid per doos |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9786</b> | <b>Fixatiepleister voor voedingssondes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixatie voor nasale maagalimentatiesonde (CH 5 - CH18)</li><li>• Huidbeschermers in vlindervorm die zich aanpast aan de anatomie van de neus van de patiënt</li><li>• Een unieke, draaibare klem die druk op de neus voorkomt</li><li>• Latex-vrij</li></ul> | <b>20</b>            |



# Anchor Fast

## fixatiesysteem

### voor orale endotracheale sonde

Het bevestigingsmiddel voor de orale endotracheale sonde van Hollister biedt een comfortabele manier om een orale endotracheale sonde goed op zijn plaats te houden zonder plakband of tape.

Het systeem bestaat uit:

- een huidvriendelijke FlexWear beschermplaat om het systeem op zijn plaats te houden.
- een regelbaar klemmechanisme met tandjes om de sonde veilig te bevestigen.
- een nekband voor meer comfort en een strakkere bevestiging.
- een verplaatsingsmechanisme dat toelaat de sonde zijwaarts te verplaatsen. Dit beperkt het risico van huidletsels en biedt een makkelijke toegang tot de mondholte tijdens de mondverzorging.



| Referentie  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hoeveelheid per doos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9799</b> | <b>Bevestigingssysteem voor een orale endotracheale sonde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestigt de endotracheale sonde op de wangen</li> <li>• Fixeert de sonde veilig (tandjes, kleefmiddel, blokkeringsysteem)</li> <li>• Kan zijwaarts verplaatst worden om de verzorging te vereenvoudigen</li> <li>• Niet steriel, latex-vrij</li> </ul> | <b>12</b>            |



| Referentie  | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Hoeveelheid per doos |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>9788</b> | <b>Vervangingsriempjes voor de nek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strakkere bevestiging</li> <li>• Zacht voor de huid</li> <li>• Niet steriel, latex-vrij</li> </ul> | <b>4</b>             |