


## Adapt CeraRing. **Alles begint met een gezonde huid!**

De **Adapt CeraRing** bevat ceramide, lipide moleculen die van nature aanwezig zijn in de huid.

- De formule helpt:
- de peristomale huid **gezond** te houden
  - de natuurlijke **vochtbarrière** van de huid te beschermen zodat de **huid gehydrateerd** blijft
  - de **kleefkracht** van de huidplaat te verbeteren, zodat de **draagtijd verlengd** wordt



Voor staaltjes kan u steeds terecht op:

**010 23 04 77**  
**belgium.orders@hollister.com**



**Hollister Belgium**  
Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre  
010 23 04 77  
belgium.orders@hollister.com

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)



<sup>1</sup>Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd.

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen.  
Hollister en zijn logo, Adapt, Adapt CeraRing, Flexend en Flexend M zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA.  
© Mei 2017 Hollister Incorporated. - OST17N12

## Onze hulpmiddelen









## Uw kennis















**Adapt**  
Gamma hulpmiddelen  
April 2017



**Stomazorg**  
Alles begint met een gezonde huid

Product	Ref.	Informatie	Indicatie en voordelen
<b>Adapt Rings</b>  	7805	☼ 10 ↔ 48mm : 4,5mm ▲ 6g ■ 2384 196 ☞ 641071 - 904025000261	Vullen oneffenheden rond de stoma op. <b>Aan te passen met de vingers om de ring de gewenste maat, vorm en dikte te geven:</b>   Uitrekken      Verbreken en aanpassen   Afvlakken      Stapelen <ul style="list-style-type: none"> <li>Zonder alcohol, prikt niet</li> <li>Individuele verpakking:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• hersluitbaar</li> <li>• herkenbaar</li> <li>• recycleerbaar</li> <li>• stapelbaar</li> </ul> </li> </ul>
	7806	☼ 10 ↔ 98mm : 2,3mm (slim) ▲ 16,5g ■ 2384 204 ☞ 641071 - 904025000532	
<b>Adapt CeraRing Slim + Ceramide</b> 	8815	☼ 10 ↔ 48mm : 2,3mm (slim) ▲ 3,7g ■ 3581 568 ☞ 641071 - 904025000636	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adapt CeraRing: formule met ceramide om de peristomale huid gezond te houden.</b></li> </ul>
<b>Adapt Pasta</b> 	79300	☼ 1 ▲ 60g ■ 1750 108 ☞ 641071 - 904025000277	<b>Zorgt voor een goede afdichting tussen stoma en materiaal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vult oneffenheden rond de stoma op</li> <li>Voorkomt het risico op lekkage</li> <li>Bevat een weinig alcohol. Hierdoor is de pasta makkelijker aan te brengen en resistenter tegen vocht en output.</li> </ul>
	79301	☼ 6 ▲ 14g (mini) ■ 2384 188 ☞ 641071 - 904025000243	

Product	Ref.	Informatie	Indicatie en voordelen
<b>Adapt Convex Rings</b> 	79520	☼ 10 ↔ 20mm (rond) ▲ 6g ■ 2319 184 ☞ 641071 - 904025000286	<b>Bieden een soepele en matige convexiteit.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geschikt voor               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ronde stoma's</li> <li>- ovale stoma's</li> <li>- vlakke, teruggetrokken of stoma's in een plooi</li> </ul> </li> <li>Zonder alcohol, prikt niet</li> </ul>    
	79530	☼ 10 ↔ 30mm (rond) ▲ 8g ■ 2319 192 ☞ 641071 - 904025000514	
	79540	☼ 10 ↔ 40mm (rond) ▲ 10g ■ 2319 200 ☞ 641071 - 904025000523	
	79601	☼ 10 ↔ 22x38mm (ovaal) ▲ 10g ■ 2904 050 ☞ 641071 - 904025000347	
	79602	☼ 10 ↔ 30x48mm (ovaal) ▲ 12,6g ■ 2904 068 ☞ 641071 - 904025000356	
	79603	☼ 10 ↔ 38x56mm (ovaal) ▲ 13,8g ■ 2904 241 ☞ 641071 - 904025000365	

Product	Ref.	Informatie	Indicatie en voordelen
<b>Adapt Poeder</b> 	7906	☼ 1 ▲ 28g ■ 2384 162 ☞ 641093 - 904026000035	<b>Absorbeert het vocht op een vochtige/geïrriteerde huid.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Houdt de huid droog</li> <li>Versterkt de kleefkracht van de huidplaat</li> <li>Helpt de huid te beschermen en genezen</li> </ul>
<b>Adapt Gordel</b> 	3774	☼ 1 ↔ 25-43cm (Kind) ■ 2383 925 ☞ 641012 - 904024000083	<b>Houdt het materiaal op zijn plaats.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhoogt de veiligheid van het systeem</li> </ul>
	7300	☼ 1 ↔ 58-109cm (Medium) ■ 2259 083 ☞ 641012 - 904024000092	
	7299	☼ 1 ↔ 86-165cm (Large) ■ 2259 091 ☞ 641012 - 904024000092	
<b>Adapt Medisch adhesief</b> 	7730	☼ 1 ▲ 90g (medische spray) ■ 0178 962 ☞ 641152 - 904028000197	<b>Versterkt het aanhechten van de huidplaat.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgt voor een betere afdichting</li> </ul>
<b>Adapt Oplosmiddel*</b> 	7731	☼ 1 ▲ 76g (medische spray) ■ 0199 281	<b>Vergemakkelijkt het verwijderen van de huidplaat.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helpt huidletsels ten gevolge van herhaaldelijk verwijderen van de huidplaat te voorkomen</li> <li>Beschikbaar in doekjes: gebruiksvriendelijk</li> </ul>
	7760	☼ 50 (doekjes) ■ 2682 201	
<b>Adapt Lubricating Deodorant*</b> 	78500	☼ 1 ▲ 236ml (lotion) ■ 2319 168	<b>Zorgt voor een gladde binnenkant van het zakje en ontgeurt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zorgt ervoor dat de stoelgang beter naar beneden glijdt</li> <li>Vergemakkelijkt het ledigen</li> <li>Vermindert onaangename geurtjes</li> <li>Beschikbaar in discrete en gebruiksvriendelijke zakjes: één dosis = één zakje</li> </ul>
78501	☼ 50 ▲ 8ml (zakjes) ■ 2319 176		

\* Niet-terugbetaald product