



VaPro Sondage Intermittent

Pratique • Prête à l'emploi • Propre

La gamme VaPro:
un produit adapté
à chaque moment
et à chaque
situation.



Une gamme innovatrice qui continue à se développer

En 2009, nous avons lancé VaPro. Une sonde intermittente unique qui est “no touch” (sans contact) et hydrophile, afin de combiner une protection optimale et un confort ultime. Notre mission est de rendre la vie des utilisateurs de nos produits toujours plus digne et plus gratifiante. C’est pourquoi Hollister a développé une sonde pratique, prête à l’emploi et propre. Cette sonde invite à une évolution constante de la gamme. Afin de toujours mieux répondre aux besoins des patients, nous sommes en contact étroit avec les professionnels de la santé.

2009 - 2017:

100.000.000

Sondes VaPro produites
et commercialisées



Pour les hommes avec une préférence pour une sonde plus rigide, nous développons VaPro F-style.



Pour utiliser VaPro en toute discrétion, nous introduisons une version compacte: VaPro Pocket.



À la demande des utilisateurs qui veulent pouvoir se sonder en toutes circonstances, nous développons un set de sondage avec une poche de recueil intégrée: VaPro Plus.



Après 5 ans de recherche & développement et de test, nous lançons la première sonde hydrophile “no touch” (sans contact) au monde pour hommes et femmes: VaPro.



2009

2012

2014

2017

La gamme VaPro: une seule manipulation, de multiples solutions

La gamme de produits VaPro est disponible en plusieurs variantes: pour usage à domicile ou en déplacement, avec ou sans poche de recueil intégrée, en sonde souple ou légèrement plus rigide.



VaPro

La pionnière de la gamme VaPro.

- disponible avec embout Nelaton et Tiemann
- pour hommes (40cm)
- pour femmes (20 cm)



VaPro Pocket

Grâce à son emballage compact la sonde est facile à emporter.

- se glisse facilement dans une poche de manteau ou pantalon
- disponible avec embout Nelaton
- pour hommes (40 cm)





NOUVEAU

VaPro F-Style

Une sonde pour les utilisateurs qui préfèrent une sonde légèrement plus rigide.

- disponible avec embout Nelaton
- pour hommes (40 cm)



VaPro Plus

Set de sondage.

- avec poche de recueil intégrée de 1000 ml et valve anti-reflux qui empêche le reflux de l'urine
- disponible avec embout Nelaton
- pour hommes (40 cm)
- pour femmes (20 cm)



VaPro, la sonde hydrophile “No Touch” adaptée au quotidien du patient

Pratique

Un emballage simple et adapté.

- Fil d'ouverture et double orifice pour les doigts.
- Ouverture facile y compris pour les personnes ayant une dextérité limitée.



Prête à l'emploi

La technologie Vaprophile, une technologie de lubrification unique et brevetée.

- Sonde lubrifiée à l'intérieur de l'emballage par de la vapeur d'eau pure.
- La sonde VaPro est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, sans ajout d'eau ni temps d'attente: ouvrez l'emballage, sortez la sonde et utilisez-la!



Propre

Sondage selon la technique “No Touch” (sans contact):

- Gaine protectrice: barrière de protection du corps de la sonde contre les contaminations extérieures.
- Embout introducteur: embout souple et atraumatique pour une meilleure introduction dans le méat urinaire:
 - permet de bien stabiliser la sonde
 - protège la sonde des 15 premiers millimètres de l'urètre où se logent 90% des bactéries¹

Ceci réduit considérablement le risque d'infection.



¹ L'effet de l'utilisation d'une sonde avec guide d'insertion sur l'incidence des infections urinaires chez les blessés médullaires. – DJ. Bennett et al.

VaPro sondes intermittentes ♂

Boîte de 30 pièces

Longueur	Taille	Code couleur	Type	VaPro	VaPro Plus	VaPro F-Style	VaPro Pocket
40 cm	Ch 08	●	Nelaton	72084 / 2738 052	-	7600084 / 3585 312	-
40 cm	Ch 10	●	Nelaton	72104 / 2740 330	-	7600104 / 3585 320	70104 / 3215 910
40 cm	Ch 12	○	Nelaton	72124 / 2740 397	74124 / 3651 676	7600124 / 3585 338	70124 / 3215 936
40 cm	Ch 14	●	Nelaton	72144 / 2740 421	74144 / 3651 684	7600144 / 3585 346	70144 / 3215 944
40 cm	Ch 16	●	Nelaton	72164 / 2738 078	-	7600164 / 3585 353	70164 / 3215 969
40 cm	Ch 12	○	Tiemann	73124 / 2740 454	-	-	-
40 cm	Ch 14	●	Tiemann	73144 / 2740 462	-	-	-
40 cm	Ch 16	●	Tiemann	73164 / 2740 470	-	-	-

VaPro sondes intermittentes ♀

Boîte de 30 pièces

Longueur	Taille	Code couleur	Type	VaPro	VaPro Plus
20 cm	Ch 08	●	Nelaton	72082 / 2738 011	-
20 cm	Ch 10	●	Nelaton	72102 / 2740 306	-
20 cm	Ch 12	○	Nelaton	72122 / 2740 314	74122 / 3651 650
20 cm	Ch 14	●	Nelaton	72142 / 2740 322	74142 / 3651 668

Demandez également la nouvelle sonde hydrophile femme:

Infyna™

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complications, ne pas réutiliser la sonde. Jetez la sonde après utilisation.
- En cas de gêne ou de signe de traumatisme, arrêtez d'utiliser la sonde et consultez un professionnel de santé.

NOTE: Ce produit doit être prescrit par un professionnel de la santé. Avant d'utiliser ce matériel lisez le mode d'emploi comprenant les recommandations et avertissements ou tout autre document pouvant avoir été inséré dans la boîte ainsi que les étiquettes figurant sur l'emballage.

L'autosondage ne doit être pratiqué qu'après avis médical, en respectant le mode d'emploi et selon les conseils donnés par le professionnel de santé.

PRECAUTIONS: Consultez un médecin avant d'utiliser ce matériel si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- lésions de l'urètre
- des saignements inexplicables de l'urètre
- urétrite – inflammation de l'urètre

NOTE: les boîtes doivent être rangées à plat et à température ambiante.

Dispositifs médicaux fabriqués par Hollister Incorporated et qui portent le marquage CE.

Hollister et ses logos, Hollister, Advance, Advance Plus, VaPro, VaPro Plus, VaPro Pocket, VaPro F-Style et Infyna sont des marques déposées d'Hollister incorporated, USA

© octobre 2017 Hollister Incorporated, USA